

3.0	31.03.2020	LF	TKR	as built FAT
2.0	12.02.2020	LF	TKR	adjust acc. to customer changes of tag and direction change of slope before the pump
1.0	25.11.2019	LF	TKR	DQ for approval
0.1	23.08.2019	LF	TKR	adjustments acc. to customer
Rev. rev.	Datum date	geändert changed	geprüft checked	Änderungsbeschreibung kind of revision

Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.
Without our approval this drawing may neither be copied nor made available to third persons or competing parties.

Projekt / project: CSL Behring Recombinant Facility AG Switzerland	Projekt-Nr. / project no: B.094
	Kunden-Nr. / customer no: ---

**BOSCH**

Pharmatec GmbH
Elisabeth-Boer-Straße 3 • D-01099 Dresden
Tel: 0351 / 28 27 88 10 • Fax: 0351 / 28 27 86 30
www.pharmatec.de • info@pharmatec.de

Beneennung / description:

P+I - diagram
CIP Unit 8X0400
CIP Satellites WP_8120

entstanden aus / developed from: ---

	Datum / date	Name / name
gezeichnet / draw	01.11.2018	Schm
geprüft / checked		M. Müller
schweißtech. gepr. / weld. checked		
Zeichn.-Nr. / drawing no: B.094.79.008R001 00011.20.QDW.00041	Blatt/sheet: 1/1	Maßstab/scale: 1:1 Rev. 3.0

A